

# Mode d'emploi

## Multisil-Primer

### CE

**Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.**

#### **1. Domaines d'application**

Multisil-Primer assure une parfaite cohésion entre les résines acrylates et les silicones A.

#### **2. Mise en oeuvre**

Meuler la résine PMMA à l'aide d'une fraise à résine. Appliquer Multisil-Primer en fine couche, laisser sécher 3 minutes, appliquer le silicone.

Eviter toute contamination de la couche de Multisil-Primer (par ex; par l'humidité, la graisse etc.) afin de ne pas perturber l'adhérence du silicone A sur la résine PMMA.

#### **3. Conservation et stockage**

##### **3.1. Conservation**

Multisil-Primer se conserve à température ambiante (pas au delà de 28° C) pendant 1 an dans le récipient d'origine fermé. La durée de conservation court à partir de la date de livraison. Ne pas exposer au soleil.

##### **3.2. Stockage**

Stocker Multisil-Primer au frais et au sec (pas au delà de 28° C), bien refermer le récipient après usage, protéger des rayons du soleil.

#### **4. Consignes de sécurité et identification des dangers**

Après contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Nocif pour la santé. Dommages irréversibles possibles. Ne pas respirer les vapeurs, veiller à un apport d'air frais. Faire respirer de l'air frais aux personnes ayant inhalé les vapeurs. Après contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Facilement inflammable: tenir à distance de toute source d'ignition, ne pas fumer. Veuillez s.v.p. demander la fiche de données de sécurité.

#### **5. Divers**

Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d'emploi avant d'utiliser un nouveau flacon. Ce mode d'emploi concerne Multisil-Primer N° de cde 520 0100 4.